

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕРХНЕСПАССКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

01.06.2023

с. Верхнеспасское


№356

Об утверждении регламента управления
информационным стендом
проекта «Комфортная школа»

В рамках реализации проекта «Комфортная школа»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Регламент управления информационным стендом проекта «Комфортная школа» (Приложение №1).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


Директор



Е.В. Матюкова

Утверждаю:

Директор МБОУ Верхнеспасской
СОШ



Handwritten signature

Е.В.Матюкова

Приказ от 01.06.2023 №356

РЕГЛАМЕНТ

управления инфостендом

Нижнеспасского филиала

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Верхнеспасской средней общеобразовательной школы

1. Инфостенд - это единое место сбора и визуализации информации по реализации мероприятий по оптимизации процессов, и оценки прогресса в достижении целей проекта «Комфортная школа».

2. На инфостенде размещается следующая информация (Приложение №1):

- состав рабочей группы с указанием контактной информации
- карточка проекта
- результат анкетирования №1, №2
- список проблем и план мероприятий
- карта текущего состояния процесса
- карта целевого состояния процесса
- результаты производственного анализа
- база материалов в формате фото «было-стало»
- «Дни проекта» (фотографии рабочей группы, опционально)
- лист присутствия на совещании

3. Ответственный за обновление инфостенда – учитель, Тихонова Наталия Николаевна. Контроль за обновлением инфостенда – учитель, Кочетова Ольга Борисовна.

4. У инфостенда в обязательном порядке проводятся регулярные совещания с участием:

4.1. директора – еженедельно

4.2. всех членов рабочих групп – ежедневно.

5. Регламент совещания:

5.1. отчет о ходе проекта

5.2. отчет о решениях, принятых на предыдущих совещаниях

5.3. краткий доклад о мероприятии на отчетную дату

5.4. причины отклонений

5.5. принятые корректирующие действия

5.6. прогноз достижения целей по проекту в целом
(общий регламент - по 5 мин.)

Приложение №1 Примерная схема инфостенда

